

Magnetické míchadlo EasyMix™

Účinné magnetické míchání



Spolehlivé míchání větších

objemů Čím větší je vzorek, tím vyšší je riziko nehomogenity. Spolehněte se na sílu EasyMixu™, abyste mohli efektivně míchat až 10 l objemu vzorku, čímž se zlepší spolehlivost měření ve velkých vzorcích.



Programování podmínek

Naprogramujte rychlost míchání EasyMix™ v pH metru, abyste zajistili konzistentní podmínky měření pro všechny operátory. Definujte předběžné podmínky a čekací doby pro konkrétní vzorky. Alternativně můžete míchadlo ovládat ručně pro plnou flexibilitu.



Perfect Fit šetří místo

Držák elektrod EasyPlace™ se dokonale hodí k magnetickému míchadlu EasyMix™. Společně tvoří úhledné a kompaktní nastavení, které zjednodušuje kalibraci a měření pomocí přístroje SevenDirect™.



Míchání pro spolehlivé výsledky

Míchání je nezbytné pro reprodukovatelné výsledky měření pH, konduktivity a koncentrace iontů. Zatímco magnetická míchadla jsou běžná v mnoha laboratořích, investice do magnetického míchadla EasyMix™ pro přístroj SevenDirect™ generuje několik klíčových výhod: programování požadovaného chování míchání jako součást metody měření, možnost přidat předmíchací a čekací doby a dokonalé přizpůsobení ramene elektrody EasyPlace™.

Správné míchadlo

Pro efektivní kalibraci a spolehlivé měření

Zkombinujte EasyMix™ s těmito produkty pro jednoduchou manipulaci a optimální výsledky:

- Stolní přístroje SevenDirect™ poskytují přesné měření pH, koncentrace iontů a konduktivity téměř jakéhokoli vzorku.
- Rameno elektrod EasyPlace™, které usnadňuje umístění senzoru do nádoby na vzorek nebo pufr.
- Komplexní portfolio senzorů InLab®, které doplňuje možnosti přístrojů a obsahuje vhodný senzor pro každou aplikaci.
- Kalibrační a ověřovací roztoky nebo roztoky pro údržbu pro zajištění vysoké přesnosti a provozuschopnosti.



Technické specifikace

Kompatibilní přístroje	SevenDirect™
Konektor	MiniDIN
Okolní teplota	5–40 °C
Relativní vlhkost	5–80% (bez kondenzace)
Kategorie přepětí	Třída II
Stupeň znečištění	2
Maximální nadmožská výška	5000 m
Rozměry	14 × 15,8 × 3,6 mm (D × Š × V)
Hmotnost	340 g
Maximální objem vzorku (voda)	10 L
Maximální hmotnost (vzorek plus nádoba)	12 kg
Maximální rychlost míchání	1500 rpm

Informace pro objednání

Objednací číslo	Název	Popis
30671570	Magnetické míchadlo EasyMix™	Pro přístroje SevenDirect™
51191159	Tyčinka magnetického míchadla	Pro magnetické míchadlo EasyMix™
30671550	pH metr SevenDirect™ SD20	Kompatibilní s EasyMix™
30671551	Konduktometr SevenDirect™ SD30	Kompatibilní s EasyMix™
30671552	pH/ionometr SevenDirect™ SD50	Kompatibilní s EasyMix™
30671553	pH/konduktometr SevenDirect™ SD23	Kompatibilní s EasyMix™
30671569	Rameno elektrody EasyPlace™	Pro snadnou manipulaci s elektrodami. Navrženo pro práci s EasyMix™
51302068	Rainbow I (3 × 10 sáčky 20 mL)	10 sáčků s pufrů, každý pro pH 4,01, 7,00 a 9,21
51302080	Rainbow II (3 × 10 sáčky 20 mL)	10 sáčků s pufrů, každý pro pH 4,01, 7,00 a 10,01
30014096	InLab® Expert Pro-ISM	Robustní, nízkoúdržbový senzor pro obecné aplikace