

**NANOVLÁKENNÝ  
ANTIMIKROBIÁLNÍ  
OPAKOVANĚ POUŽITELNÝ  
BEZVENTILOVÝ  
RESPIRÁTOR**

**BreaSAFE®**  
**ANTI-COVID-19**



**Filtrační polomaska k ochraně  
před virem SARS-CoV-2**

**CERTIFIKOVÁNO  
VÝZKUMNÝM ÚSTAVEM  
BEZPEČNOSTI PRÁCE  
DLE NOVÉ NORMY EU:**

**Covid - 19  
PPE-R/02.075 version 1**

**Jedinečný respirátor poskytující  
ochranu před virem SARS-CoV-2,  
který způsobuje nemoc COVID-19.**

BreaSAFE® respirátory jsou vyrobeny **z nanovláknenné membrány**, jejíž ultralehká konstrukce umožňuje **komfortní nošení** i po delší dobu. Přidáním **aktivního stříbra** jsme docílili výrazných **antimikrobiálních vlastností s vysokou účinností v boji proti mikroorganismům**. Respirátory BreaSAFE® nemají výdechový ventil a **spolehlivě tak chrání před nákazou** uživatele i jeho okolí. Pečlivě zvolené **komponenty umožňují dezinfekci respirátoru**, což prodlužuje jeho životnost, a respirátor tak **lze bezpečně nosit několik dní** (cca týden až dva v závislosti na prostředí, aktivitě a péči o něj), čímž se stává naprosto vyjimečným výrobkem na trhu v poměru kvalita-výkon-cena.

S hrdostí vyvinuto a vyrobeno v České republice.

## **UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI:**

**BEZPEČNÝ PRO UŽIVATELE:** Nanovláknenná membrána chrání uživatele před COVID-19

**BEZPEČNÝ PRO OKOLÍ:** Bez výdechového ventilu, chrání uživatele a jeho okolí

**ANTIMIKROBIÁLNÍ:** Díky použití aktivního stříbra spolehlivě likviduje mikroorganismy

**OPAKOVANĚ POUŽITELNÝ:** Při správné manipulaci možnost používat několik dní

**POHODLNÝ:** Anatomický design s hypoalergenní úpravou, bez lepidel a pojiv

**PRODYŠNÝ:** Snadné a pohodlné dýchání (150 cm<sup>2</sup> dýchací plochy)

**ULTRALEHKÝ:** Pouhých 16 g

**PŘILNAVÝ:** Excelentní fit faktor (těsnost masky)

**SNADNO UDRŽOVATELNÝ:** Možnost dezinfikovat či sterilizovat v profesionálním i domácím prostředí

**ELIMINUJÍCÍ ZÁPACH:** Aktivní stříbro eliminuje zápach a zajišťuje ochranu i v případě zvlhnutí

 **NANO4FIBERS**  
PARDAM

**Nejúčinnější dlouhodobá a funkční ochrana před COVID-19**