

## Laboratorní chladničky a mrazničky s vnitřním prostorem chráněným proti explozi



### LGUex 1500

MediLine

Brutto / užitný objem	139 / 129 l
Vnější rozměry v mm (Š / H / V)	601 / 618 / 820
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)	454 / 450 / 663
Spotřeba energie za rok <sup>1</sup>	294 kWh
Okolní teplota	+10 °C až +35 °C
Odvod tepla	330 kJ/h
Chladivo	R 600a
Hluk – akustický výkon	45 dB(A)
Napětí / frekvence	220 – 240V~ / 50 Hz
Příkon / Příkon ve Watech	1,0 A / 75 W
Chladicí systém / Proces odmrzování	statický / ruční
Rozsah teplot	-9 °C až -26 °C
Teplotní homogenita <sup>2</sup> / max. odchylka <sup>3</sup>	6,6 °C / 3,3 °C
Povrchová úprava vnějšího pláště	ocel / bílá
Povrchová úprava dveří	ocel
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá
Ovládání	7segmentový LED displej s tlačítky při obnovení dodávky energie v síti
Alarm výpadku sítě	optický a akustický
Alarm při poruše	ano
Beznapěťový kontakt	ano
SmartMonitoring kompatibilní	SmartCoolingHub
Způsob připojení k síti	Možnost dodatečné montáže
Řešení připojení k síti	RS485
Rozhraní	
Přestavitelné odkládací plochy	desky výparníku
Materiál odkládacích ploch	470 / 450
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	24 kg
Nosnost odkládacích ploch	3
Počet zásuvek	1
Počet košů	1 × 149
Výška přihrádek v mm	tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
Madlo	1 × Ø 10 mm
Průchodka snímače	ano
Shoda s ATEX	mechanický / vpravo, lze zaměnit
Druh zámku / Směr otevírání dveří	43 / 42 kg
Brutto / netto hmotnost	
Příslušenství	
Skleněná police	9592697
Spojovací rámy, bílé	9590521
Koleje s kolečky	6125784
SmartCoolingHub	na přání
Speciální zámky (až 10 kusů)	

<sup>1</sup> Změřeno při okolní teplotě +25 °C a nastavené teplotě +5 °C u chladniček a -20 °C u mrazniček

<sup>2</sup> Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším průměrným měřením.

<sup>3</sup> Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.